



**waterpik**

Каждый день — для тебя

# Какой waterpik® для тебя?

**WP 100  
Ultra**



**WP-660 Ultra  
Professional**



**WP-672  
Ultra Professional  
Designer Series**



**WP-450  
Cordless  
Plus**



**WP-70  
Classic**



**WP-260  
For kids**



**WP-300  
Traveler**



# waterpik®

**Waterpik — прибор для аккуратной и эффективной чистки полости рта, а также для массажа и укрепления десен.**

Waterpik мягко и тщательно очищает труднодоступные зоны и пространства между зубами от налёта и остатков пищи и бережно воздействует на зубную эмаль и десны.



# Преимущества Waterpik\*



**На 50 %  
эффективнее**

справляется с бактериями  
в тяжело доступных местах,  
чем зубная щётка и зубная  
нить



**На 26 %  
уменьшает**

вероятность возникновения  
кариеса



**На 24 %  
снижает**

вероятность появления  
зубного налёта



**Помогает  
очищать**

коронки, брекет-системы,  
мосты и протезы



**Подходит  
для беременных**

эффективно и бережно  
очищает полость рта  
при хрупких зубах  
и неплотной зубной ткани



**Помогает  
при профилактике**

неприятного запаха  
изо рта

Доказано клиническими испытаниями

**ОНИ ВЫБРАЛИ**

СВОЙ waterpik®



# waterpik®

Он выбрал  
**WP-100/WP-112**  
**Ultra**

**Владимир**

43 года

Стоматолог-ортодонт

Катается на горных лыжах, увлекается водным спортом, читает детективы и русскую классику, не курит. Ценит время, которое проводит с семьёй.





Самая популярная модель в мире



Полностью универсальный: для любой клинической ситуации



Очень тихий мотор



Эксклюзивные насадки в комплекте

**№ 1 в мире.**  
**Универсальный прибор для всей семьи.**  
**Легендарная и самая популярная модель на рынке.**

#### Характеристики:

- удобный и эргономичный дизайн;
- очень тихий мотор;
- 10 уровней давления воды
- 1200 пульсаций в минуту
- мощное давление воды — 70-620 кПа;
- ручка с кнопкой «пауза»;
- ёмкость резервуара 650 мл;
- в комплекте 7 насадок;
- рассчитан на 2-х человек;
- два цвета корпуса: белый глянец и черный матовый.

#### Стандартная комплектация:

- основное устройство;
- стандартные насадки — 2 шт.;
- насадка для чистки языка — 1 шт.;
- насадка для ухода за десневыми карманами — 1 шт.;
- насадка для ухода за брекетами — 1 шт.;
- насадка-щётка для ухода за ортопедическими конструкциями — 1 шт.;
- насадка для ухода за имплантатами — 1 шт.





# waterpik®

Он выбрал  
**WP-672 Ultra**  
**Professional**  
**Designer Series**

**Алексей**

32 года

Генеральный директор It-компании

Любит хорошую кухню и активные виды спорта.  
Много читает и любит узнавать что-то новое.  
Уверен в себе и в том, что каждый может добиться  
любых высот.



Дизайнерская  
версия



Два режима пульсации:  
для зубов и десен



Встроенный  
таймер



Представитель дизайнерской серии. Черный матовый корпус и хромированные элементы, великолепный дизайн и самые передовые технологии.

#### Характеристики:

- удобный и эргономичный дизайн;
- два режима пульсаций: floss и massage;
- светодиодные индикаторы режимов работы;
- кнопка вкл./выкл. — на ручке прибора;
- минутный таймер с двумя интервалами каждые 30 секунд;
- 10 уровней давления воды;
- 1400 пульсаций в минуту;
- мощное давление воды 70-690 кПа;
- ёмкость резервуара — 650 мл;
- в комплекте 7 насадок;
- рассчитан на троих человек.

#### Стандартная комплектация:

- основное устройство;
- стандартные насадки — 3 шт.;
- насадка для ухода за брекетами — 1 шт.;
- насадка для ухода за имплантами — 1 шт.;
- насадка для ухода за десневыми карманами — 1 шт.;
- насадка-щётка для ухода за ортопедическими конструкциями — 1 шт.



# waterpik®

Она выбрала  
**WP-660 Ultra  
Professional**

**Ксения**

35 лет  
Актриса

Эрудит, увлекается серфингом и преподаёт в вузе. Верит, что лень можно преодолеть самовоспитанием.



**Великолепный  
дизайн**



**Два режима пульсации:  
для зубов и десен**



**Мощный,  
легкий и тихий**



**Компактная и эргономичная модель, которую разработали ведущие европейские дизайнеры. Эту модель отличает современный дизайн и самые передовые технологии.**

#### **Характеристики:**

- удобный и эргономичный дизайн;
- два режима пульсаций: floss и massage;
- светодиодные индикаторы режимов работы;
- кнопка вкл./выкл. — на ручке прибора;
- минутный таймер с двумя интервалами каждые 30 секунд;
- 10 уровней давления воды;
- 1400 пульсаций в минуту;
- мощное давление воды 70-690 кПа;
- ёмкость резервуара — 650 мл;
- в комплекте 7 насадок;
- рассчитан на троих человек.

#### **Стандартная комплектация:**

- основное устройство;
- стандартные насадки — 3 шт.;
- насадка для ухода за брекетами — 1 шт.;
- насадка для ухода за имплантами — 1 шт.;
- насадка для ухода за десневыми карманами — 1 шт.;
- насадка-щётка для ухода за ортопедическими конструкциями — 1 шт.



# waterpik®

Она выбрала  
**WP-450/WP-462**  
**Портативный**

**Екатерина**

23 года  
Студентка

Слушает джаз, занимается бальными танцами,  
любит путешествовать. Мечтает открыть  
танцевальную школу для детей.



Для  
путешествий



Питание  
от аккумулятора



Заряда хватает  
на 5-7 дней



**Портативная модель ирригатора.**  
Предназначена для использования в поездках  
и дополняет стационарный Waterpik.

#### Характеристики:

- компактный дизайн;
- идеален для поездок;
- встроенный аккумулятор;
- 2 уровня давления воды;
- 1450 пульсаций в минуту;
- мощное давление — 310-520 кПа;
- резервуар для воды — 210 мл;
- в комплекте 4 насадки;
- 2 цвета корпуса: белый глянцевый и черный матовый.

#### Стандартная комплектация:

- основное устройство;
- зарядное устройство;
- стандартная насадка — 1 шт.;
- насадка для чистки языка — 1 шт.;
- насадка для ухода за брекетами — 1 шт.;
- насадка для ухода за имплантами — 1 шт.



# waterpik®

Она выбрала  
**WP-70 Classic**

**Елена Владимировна**

50 лет  
Учитель средней школы

Занимается плаванием, любит вечерние прогулки и придерживается здорового питания. Верит, что хорошее настроение можно передать другим людям..





Для домашнего применения



Семейная модель



Самый большой резервуар для воды



**Это одна из лучших моделей классических семейных ирригаторов бюджетной ценовой категории.**

#### Характеристики:

- ёмкий резервуар для воды;
- 5 уровней давления воды;
- 1200 пульсаций в минуту;
- мощное давление воды — 70-550 кПа;
- удобный регулятор давления воды на ручке прибора;
- в комплекте 4 насадки;
- рассчитан на 2-х человек.

#### Стандартная комплектация:

- основное устройство;
- стандартные насадки — 2 шт.;
- насадка для чистки языка — 1 шт.;
- насадка для ухода за десневыми карманами — 1 шт.;



# waterpik®

Он выбрал  
**WP-300 Traveler**  
**«Путешественник»**

**Игорь Николаевич**

60 лет  
Аудитор

Играет в профессиональный теннис, увлекается психологией, ведёт активный образ жизни. Ценит время, крепкие отношения и дружбу. Часто ездит в командировки.



Идеален для путешествий  
и маленьких ванных комнат



Компактный и мощный



Сумка для транспортировки  
в комплекте



Эта модель станет незаменимым помощником в путешествиях. Она имеет компактные размеры, поэтому её удобно использовать в поездках, а также в маленьких ванных комнатах.

#### Характеристики:

- компактный дизайн;
- идеален для поездок;
- сумка для транспортировки в комплекте;
- 3 уровня давления воды;
- 1400 пульсаций в минуту;
- мощное давление воды 70-550 кПа;
- резервуар для воды 450 мл;
- рабочее напряжение 110-220 Вольт;
- в комплекте 4 насадки.

#### Стандартная комплектация:

- основное устройство;
- стандартная насадка — 1 шт.;
- насадка для чистки языка — 1 шт.;
- насадка для ухода за брекетами — 1 шт.;
- насадка для ухода за имплантатами — 1 шт.



# waterpik®

Его мама выбрала  
**WP-260 For kids**  
**«Детский»**

**Коля**

11 лет  
Школьник

Ученик пятого класса,  
закончил четверть с отличием. Мечтает  
стать врачом, чтобы в мире было больше  
здоровых людей.



Специально  
для детей



Разработан с участием  
детских стоматологов



Яркие наклейки  
в комплекте



Дизайн модели и комплект наклеек мотивируют детей ухаживать за зубами. Массаж дёсен и очистка брекетов становятся для ребенка не рутиной, а весёлой игрой.

#### Характеристики:

- компактный и яркий дизайн;
- комплект из 20-ти наклеек;
- 3 уровня давления воды;
- 1400 пульсаций в минуту;
- мощное давление воды 70-550 кПа;
- резервуар для воды 450 мл;
- в комплекте 2 насадки.

#### Стандартная комплектация:

- основное устройство;
- стандартная насадка — 1 шт.;
- насадка для ухода за брекетами — 1 шт.

# Насадки

## Насадка для чистки языка

Насадка в виде ложки для удаления налета с языка. Используется для профилактики неприятного запаха изо рта.

## Стандартная насадка

Обработайте межзубные промежутки и массируйте дёсны направленной струёй воды. Клинически доказано — насадка обрабатывает десневые карманы глубиной до 7 мм. Для ежедневного применения и здоровой полости рта.

## Насадка для ухода за брекетами

Сочетает чистку водой под давлением и механическую чистку (щётка). Волоски щетины со струёй воды удаляют и снимают налёт. Рекомендована пациентам с ортодонтическими конструкциями.





**Насадка  
для ухода за десневыми карманами**

Распылите воду или антибактериальный раствор из мягкого резинового наконечника за десневой край и/или в зубодесневой карман. Применяйте для промывания межзубного пространства, протезов и чистки под мостами.

*Перед применением проконсультируйтесь со стоматологом.*

**Насадка  
для ухода за имплантами**

Удалите с помощью 3-х пучковой щетины налёт с имплантов, коронок, мостов или других конструкций.

**Насадка-щётка для  
ухода за ортопедическими конструкциями**

Разработана для тех, кто хочет чистить зубы с помощью Waterpik, а также ухаживать за коронками, мостами и протезами.

# Клинические случаи



## Как ухаживать за имплантами с Waterpik

Импланты требуют особенного ухода за полостью рта. При ношении имплантов необходимо чистить зубы зубной щёткой не менее двух раз в день и полоскать рот лечебными профилактическими растворами и бальзамами.

**Waterpik делает ежедневный уход за имплантами простым и удобным.**

- Аккуратно и бережно вымывает скопления болезнетворных микроорганизмов и бактерий из десневой борозды;
- Улучшает микроциркуляцию крови, бережно массирует дёсны и мягкие ткани;
- Очищает придесневую область импланта при использовании специальных пародонтальной насадки и насадки для ухода за имплантами.

### Результаты исследований

**Удаление налёта — 99.9 %**





## Как снизить кровоточивость дёсен за 14 дней

Профилактика болезней дёсен предотвращает воспаление и кровоточивость и их запущенные случаи — гингивит и пародонтит. Заболевания дёсен молодеют, поэтому важно ухаживать за полостью рта в любом возрасте, чтобы не остаться без зубов и избежать протезов.

Для избавления от кровоточивости необходимо чистить зубы два раза в сутки и обрабатывать полость рта с помощью Waterpik. Это поможет удалить остатки пищи в труднодоступных местах, нейтрализовать воспалительные процессы и восстановить тонус мягких тканей.

### Результаты исследований

**Уменьшение воспаления дёсен за 14 дней**

# Клинические случаи



## Как ухаживать за полостью рта во время беременности

В период беременности требуется бережная забота и тщательная гигиена полости рта, чтобы уберечь будущую маму от воспалений, зубного камня, кариеса и заболеваний десен.

Waterpik деликатно ухаживает за зубами и дёснами, не травмируя эмаль и мягкие ткани. Струя воды проникает в труднодоступные места, массирует дёсны и очищает полость рта даже при повышенной хрупкости зубов и снижении плотности эмали.

### Результаты исследований

**Эффективнее обычной гигиены для предотвращения кровоточивости дёсен на 44 %**



## Как ухаживать за брекетами с Waterpik

Для ухода за брекетами недостаточно обычной щётки, поскольку брекет-система является преградой для чистки зубов.

Waterpik помогает сохранить зубы здоровыми во время ношения брекетов и ухаживать за ортодонтическими конструкциями.

Струя воды, которая поступает из резервуара, проникает в труднодоступные места: межзубные промежутки, участки под скобками, дугами и в места примыкания брекет-системы, а пульсирующая подача воды очищает элементы стоматологической конструкции.

### Результаты исследований

#### Эффективнее, чем при использовании только зубной щётки

Waterpik удаляет остатки пищи и свежий налёт, но не справляется с пигментированным и застарелым налётом, и не является альтернативой зубной щётке. Применять Waterpik эффективно в комплексе с зубной щеткой.

# waterpik®



**Эксклюзивный  
дистрибьютор Waterpik  
в России**

Москва:  
8 (800) 555-19-70  
8 (495) 640-41-18

Санкт-Петербург:  
8 (800) 700-25-25  
8 (812) 327-03-53

 [waterpikrussia.ru](http://waterpikrussia.ru)